



平成 29 年 8 月

お客様各位

モライン・ジャパン合同会社

サージカルクリッパー専用充電器 新製品発売のご案内と無償交換のお知らせ

いつも弊社製品をご愛顧いただきありがとうございます。

弊社サージカルクリッパー専用充電器(非医療機器)の一部製品に関して、外部衝撃などによって内部基板が損傷を受けた場合に充電時に過電流が流れ、発熱・発煙・発火に至る恐れがあることが判明致しました。対象製品につきましては回収・交換させていただいております。

このたび、本製品を安心してお使いいただくために、安全機能をより向上させた新製品をご案内させていただくことになりましたので、下記にご案内申し上げます。

併せまして、交換対象製品をご使用のお客様を対象に、製品の無償交換をさせていただきます。お客様には重ねてご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。

弊社におきましては、今後も医療従事者及び患者の方々にとって、よりよい製品をお届けすべく鋭意努力致す所存でございます。

今後とも、弊社並びに弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。





記

【新製品情報】

製品番号	製品名	最小出荷単位	希望販売価格	JANコード
DYND70802JA-A	サージカルクリッパー用 充電器 アダプタータイプ	1個/箱	10,000 円	4541857551377

*旧製品(DYND70802JA)につきましては、新製品(DYND70802JA-A)の発売に伴い販売終了とさせていただきます。

【外観】

	現行製品	変更後製品
製品		
	ビルトインタイプ(充電器底面に基板などの部品が内蔵されたタイプ)	アダプタータイプ充電器(基板等を充電器本体と切り離れたタイプ)
箱 *サイズ変更なし		
	W×D×H 10×19×7 cm	W×D×H 10×19×7 cm
	黒地に白文字の表記。製品情報は底面に記載	白地に青文字の表記。製品名、製品番号が確認しやすいように全面に表示。



【改良点】

電流の安定化のためアダプタータイプに変更することで熱源を充電器外部へ切り離し、熱がこもりにくい構造に変更いたしました。


*長期間ご使用にならない場合は、従来の使用方法通りコンセントを抜いてください

【交換対象製品/確認方法】

対象製品：メドライン サージカルクリッパー専用充電器(非医療機器)

製品番号：DYND70802JA

*充電器底面に記載されている製品番号をご確認ください。全てのロットを交換いたします。



ご不明な点がございましたら、営業担当、または下記までご照会下さいますようお願い致します。

【お問い合わせ先】メドライン・ジャパン合同会社

札幌支店：011-261-6725

仙台支店：022-224-8056

東京支店・首都圏営業部：03-5842-8820

名古屋支店：0568-93-1252

大阪支店：06-7777-9740

広島営業所：082-234-3178

福岡支店：092-281-5686

営業推進部：03-5842-8810

以上